

 **Netti®**
COMFORT MOBILE FAMILY

Netti®
BY ALU REHAB

NETTI III POWERS UP



2 NEUE
MODELLE

Enable joy of life

My-Netti.de

EIN INNOVATIVER MULTIFUNKTIONELLER ELEKTRO-ROLLSTUHL

DER NETTI MOBILE SETZT NEUE STANDARDS FÜR IHRE ELEKTROROLLSTUHL-VERSORGUNG

- Die Netti Sitz- und Rückenkissen für ein komfortables, stabiles und gesundes Sitzen
- Alle Netti Rollstühle verfügen über optimale Lösungen wie z.B. eine ergonomische Rückenkonstruktion und kniewinkelverstellbare Fuß-Stützen
- Sitzneigung, Rückenlehnen-Verstellung und Fuß-Stützen optional elektrisch verstellbar
- Steuerungssystem: Dynamic Shark und DX2
- Kompakt und wendig
- Einfach zu bedienen

HMV-NR.

18.50.04.0144



	Sitzbreite 40, 45, 50 cm
	Sitztiefe 40-50 cm
	Rückenhöhe 50 cm (60 cm)
	Sitzhöhe 50 cm ohne Kissen
	Gesamtbelastung 140 kg
	Rückwinkel 88°-113°
	Fahrstrecke 25 km
	Geschwindigkeit 6 km/h (10 km/h)
	Crash-test ISO 7176-19 Max load 136 kg

INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Die Netti Mobile Family ist wie alle Produkte der Netti Familie hochgradig an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassbar. Davon profitieren besonders Nutzer mit reduzierter Mobilität, eingeschränkter Beweglichkeit und kognitiven Schwierigkeiten. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

UNIVERSAL GERÄTEHALTER

Die universelle und flexible Lösung für Ihr Mehr an Mobilität und zum sicheren Transport von z.B. Beatmungsgeräten, Sauerstoff-Flaschen, Ernährungspumpen und vieles mehr.



NETTI INTUITIVE ATTENDANT CONTROL

DIE INTUITIVE BEGLEITSTEUERUNG DES NETTI MOBILE INTUITIVE SETZT NEUE STANDARDS FÜR EIN MÜHELOSES STEUERN DURCH DIE BEGLEITPERSON.

- Automatische Geschwindigkeitsanpassung
- Knopflose Bedienung
- Bedienung ohne Joystick
- Übersichtliche Kontrolleinheit
- Ergonomischer Bedienbügel
- Bedieneinheit höhenverstellbar



+ Der Netti Mobile Intuitive verfügt über eine übersichtliche Kontrolleinheit mit einem An/Aus-Schalter, einen mittels leichtem Fingerdruck zu bedienenden Geschwindigkeitsregler und einem Schalter zum Ein/Ausschalten der Beleuchtung.

+ Drücken Sie den An/Aus-Schalter, warten Sie bis die grüne LED-Lampe aufhört zu blinken, greifen Sie den Schiebebügel und drücken Sie den orangene Auslösehebel. Schon kann es losgehen!

+ Schieben Sie den Stuhl mit wenig Kraft in die von Ihnen gewünschte Richtung und zwar so, als ob Sie einen manuellen Rollstuhl schieben würden. Der Netti Mobile Intuitive fährt mühelos und mit der von Ihnen eingestellten Geschwindigkeit in jede Richtung. Vorwärts - Rückwärts - Seitwärts

+ Zum Stoppen des Rollstuhles nehmen Sie einfach Ihre Hände vom orangenen Auslösehebel.

+ Der Netti Mobile Intuitive verfügt über die gleichen kraftvollen Motoren und Räder wie alle anderen Elektrorollstühle der Netti Mobile Familie. Das bedeutet für Sie, dass der Stuhl sowohl in der Wohnung als auch im Außengelände Anwendung finden kann. Dies können nur wenige Begleitsteuerungen!

+ All diese Eigenschaften im Zusammenspiel mit den wohl durchdachten Alu Rehab Zubehören macht den Netti Mobile Intuitive zu einem erstklassigen Elektrorollstuhl der keine Wünsche offen lässt.

DER ERSTE ELEKTRO-ROLLSTUHL MIT DYNAMISCHEN SITZELEMENTEN

Der Netti Dynamic Mobile ist speziell für die Bedürfnisse von Nutzern entwickelt worden die mit den Folgen einer Beeinträchtigung aus dem dystonischen Formenkreis, wie z.B. athetotische Ausschlagbewegungen der Extremitäten, stark erhöhte Muskelspannung (Spastizität) oder Cerebral Paresen konfrontiert sind. Dies beeinträchtigt den hier von Betroffenen und den vom Nutzer verwendeten Rollstuhl erheblich.

Die beim Netti Dynamic Mobile verwendeten dynamischen Komponenten sind patentiert und passen sich den dystonischen Bewegungsausschlägen des Nutzers automatisch an. Hierbei wird die durch den erhöhten Spasmus erzeugte Energie vom dynamischen Sitzsystem absorbiert und der Betroffene nach Nachlassen der Muskelspannung wieder in seine vorherige, gut angepasste, Sitzsituation zurückgeführt.

Folgende Bewegungsausschläge findet man bei dystonischen Patienten:

- Beinen und Füßen
- Armen und Händen
- Becken und Hüften
- Rücken
- Kopf



MIT NETTI
DYNAMIC
SYSTEM

Netti[®] CUSHIONS

KOMFORTABLES UND UNTERSTÜTZTES SITZEN



 Netti Kyphotic



 Netti Stabil



 Netti Super Stabil



 Netti Uno Back



 Netti Smart



 Netti Sit



 Netti Uno Seat



 Netti Dry



 Netti Contour



 VENTI BASE / Venti



 VITAL BASE / Royal

ELEKTRO-ROLLSTÜHLE FÜR IHREN ANWENDUNGSBEREICH



NETTI MOBILE

Der erste Elektrorollstuhl mit den erstklassigen Netti Sitz- und Rückenkissen.

NETTI MOBILE INTUITIVE

Ein Multifunktions-Elektrorollstuhl mit einer intuitiven Kontrolleinheit für Begleitpersonen.

NETTI DYNAMIC MOBILE

Der erste Elektrorollstuhl mit dynamischen Sitz-Komponenten. Speziell entwickelt für dystonische Anwender.

SERIELLE AUSSTATTUNG

Manuelle Verstellmöglichkeit

- Fest einstellbare Sitzkantelung 4° - 8° 12°
- Rückenlehnenverstellung mittels Gasdruck-Zylinder vom Nutzer selbst einzustellen
- M - Netti Mobile Typ M - Dynamic Shark Kontrolleinheit
- M - Netti Dynamic Mobile - Dynamic Shark Kontrolleinheit
- Netti Mobile Intuitive - intuitive Steuerung für Begleitpersonen

Elektrische Sitzkantelung

- Rückenlehnenverstellung mittels Gasdruck-Zylinder vom Nutzer selbst einzustellen
- E1 - Netti Mobile Typ E1 - Dynamic Shark Kontrolleinheit
- E1 - Netti Dynamic Mobile - Dynamic Shark Kontrolleinheit
- Netti Mobile Intuitive - intuitive Steuerung für Begleitpersonen

Elektrische Sitz- und Rückenverstellung

- E2 - Netti Mobile Typ E2- Dynamic Shark Kontrolleinheit
- E2 - Netti Dynamic Mobile - Dynamic Shark Kontrolleinheit
- Netti Mobile Intuitive - intuitive Steuerung für Begleitpersonen

Elektrische Sitz- Rücken- und Beinstützenverstellung

- E4 - Netti Mobile Typ E4- Dynamic DX2 Kontrolleinheit
- E2 - Netti Dynamic Mobile - Dynamic DX2 Kontrolleinheit
- Netti Mobile Intuitive - intuitive Steuerung für Begleitpersonen

- ⊕ Einfach zu fahren und komfortabel in der Bedienung
- ⊕ Für den Gebrauch im Innen - sowie Außenbereich geeignet
- ⊕ Die Netti Sitz- und Rückenkissen sind ideal für Nutzer, welche lange im Rollstuhl sitzen.
- ⊕ Ein großes Angebot an wohl durchdachten Zubehören und individuellen Sonderbauten

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS:



Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Dänemark

T: 0800 888 4560
F: 0800 888 4568
info@My-Netti.com

[My-Netti.de](#)